

Diese Rolle wurde nach den Anforderungen des [®] Pflegeexperten und Kinaesthetics-Trainers und Basale Stimulation Kursleiter Wolfgang Götzfried entwickelt. www.wolfgang-goetzfried.de



Die Idee, die sich von anderen unterscheidet und auf pflegerischer Erfahrung beruht.

Die Duodorsale Positionierungsrolle ist so konstruiert, dass sie sich der menschlichen Bewegungsanatomie anpassen lässt. Arme bewegen lebenslang den Brustkorb und Beine das Becken. Die zentralen Körperteile können durch die Positionierungsrolle intensiver unterstützt werden und die peripheren Körperteile sind prophylaktisch versorgt, zugleich wird die Bewegungsfähigkeit ermöglicht. Um die erforderliche, unterschiedliche Füllung zu gewährleisten und ein Verschieben dieser zu verhindern, ist das Baumwollinlett in zwei Bereiche geteilt. Die Füllung wird von Hand gleichmäßig eingebracht, damit wird eine konstante Körperanpassung gewährleistet.

Einsatzmöglichkeiten:

Positionsunterstützung für alle prophylaktischen Maßnahmen (Dekubitus-Pneumonie-Kontraktoren) und bei gezielter Schulung auch zur Atemunterstützung, Peristaltikförderung sowie Ess- und Schluckunterstützung. Weitere pflegerische Interventionen beziehen sich auf die Prinzipien der Basalen Stimulation nach Prof. Fröhlich und dem Kinaesthetics Bewegungsmodell.

Füllung: Hightechfaser im Baumwollinlett
Um eine gleichmäßige Verteilung der Füllung zu gewährleisten werden unsere Positionierungsrollen und -Kissen von Hand gefüllt.

PU-Nässevollschutz-Bezug *FM-Silverprotect*

Natürlicher, dauerhafter Schutz gegen MRSA und weitere hochgradig schädliche Bakterien auf Silberionenbasis (siehe extra Informationsblatt!)

Bi-elastisch mit druckreduzierenden Eigenschaften, wisch/sprüh-desinfizierbar, bis 95°C waschbar, Tumbler geeignet bis 120°C, hoch atmungsaktiv, undurchlässig für Flüssigkeiten, beständig gegen Blut und Urin, Milben-, Bakterien- und Viren-dicht, verhindert Wachstum von Schimmelpilzen, PVC- und Latex-frei – besonders für Allergiker geeignet – flammhemmend ausgerüstet.

Beachten Sie bitte unsere Tipps zur Handhabung, Reinigung und Pflege!

Zwirnjersey-Bezug:

100% Baumwolle, passgenau, samtweiche Oberfläche, 60 °C waschbar, trocknerfest. Farben nach Farbtherapie (royalblau, flieder, kiwigrün



zitronengelb, terracotta)

Abmessungen:

Länge 300 cm (anpassbar an alle Körpergrößen) mit einem Durchmesser von 20 cm



Lagerungsbeispiele:

