

Matratzen Gewichtstabelle 2009

Modellbezeichnung	Schaumstoffart	Gewichtsklasse
Membrana Klinkmatratze Basic	Komfortschaum	-110 kg
Membrana Dekupro Supercomfort	Komfortschaum	60-100 kg
Membrana Supercomfort Duo	Komfortschaum	60-100 kg
Membrana Dekupro Medicomfort Härte II	Kaltschaum	55-100 kg
Membrana Dekupro Medicomfort Härte III	Kaltschaum	90-130 kg
Membrana Dekupro Viscosoft Härte I	Viscoschaum/Kaltschaum	-55 kg
Membrana Dekupro Viscosoft Härte II	Viscoschaum/Kaltschaum	55-100 kg
Membrana Dekupro Maxicomfort	Kaltschaum	120-180 kg

Hinweise:

Gerade zur effektiven Dekubitusprophylaxe und -Therapieunterstützung ist es wichtig dass die Matratze auf die Bedürfnisse, das Gewicht und das Krankheitsbild des Bewohners/Patienten abgestimmt wird.

Die Matratze sollte auf keinen Fall zu hart sein, besser etwas zu weich.

Für Schwergewichtige und Personen die stark schwitzen empfehlen wir EMC-Kaltschaum bzw. Kaltschaum.

Viscoschaum reagiert auf Körpertemperatur, beugt Wärmeverlusten vor und vergrößert die Auflagefläche um bis zu 50%.

Für Leichtgewichtige unter 55 kg empfehlen wir das Modell „Membrana Dekupro Viscosoft Version I“.

Unsere Modelle passen sind so flexibel dass sie sich den Einstellungen des Pflegebettes anpassen.

Alle unsere Matratzen sind serienmäßig mit einem abnehmbaren PU-Vollschutzbezug ausgestattet um optimale hygienische Eigenschaften zu gewährleisten.

Um eine unnötige Faltenbildung zu vermeiden und die Funktion der Matratze nicht zu beeinträchtigen empfehlen wir die Verwendung von atmungsaktiven, dauerelastischen Spannbetttüchern aus 100% Baumwolle (sind bei uns erhältlich!).

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter Tel. 08677/877711 zur Verfügung.