

FM^{care} Halbmond

Füllung:

Hightechfaser im Baumwollinlett oder Duo: Baumwollinlett mit 2-Kammernsystem, im oberen Bereich mit Hightechfasern und im unteren Bereich EPS-Perlen toxproof® befüllt


Um eine gleichmäßige Verteilung der Füllung zu gewährleisten werden unsere Positionierungsrollen und -Kissen von Hand gefüllt.



Vorteile: Der Duo-Halbmond ist im Kopfbereich mit Hightechfasern befüllt und geht im Nacken zum Rücken auf die stabile EPS-Füllung toxproof® über. Dadurch liegt der Kopf auf der weichen, anschmiegsamen Füllung. Das störende Geräusch der EPS-Füllung fällt damit weg, das Ohr ist angenehm weich gelagert. Der Nacken- und Rückenbereich wird durch die hochwertige EPS-Füllung sanft und stabil gestützt und fördert dadurch die Körperwahrnehmung.

Zwirnjersey-Bezug:

100% Baumwolle, passgenau, samtweiche Oberfläche, 60 °C waschbar, trocknerfest. Farben nach Farbtherapie (royalblau, flieder, kiwi grün

 zitronengelb, terracotta)

Abmessungen: 140 x 30 cm

Einsatzmöglichkeiten:

z. B. Seitenlagerung, Bobath Lagerung, Positionunterstützung, Mikrolagerung, Stillkissen

PU-Nässevollschutz-Bezug *FM-Silverprotect*

Natürlicher, dauerhafter Schutz gegen MRSA und weitere hochgradig schädliche Bakterien auf Silberionenbasis (siehe extra Informationsblatt!)

Bi-elastisch mit druckreduzierenden Eigenschaften, wisch/sprüh-desinfizierbar, bis 95°C waschbar, Tumbler geeignet bis 120°C, hoch atmungsaktiv, undurchlässig für Flüssigkeiten, beständig gegen Blut und Urin, Milben-, Bakterien- und Viren-dicht, verhindert Wachstum von Schimmelpilzen, PVC- und Latex-frei –besonders für Allergiker geeignet– flammhemmend ausgerüstet.

Beachten Sie bitte unsere Tipps zur Handhabung, Reinigung und Pflege!

Lagerungsbeispiele:

