

# FM<sup>care</sup> Hörnchen

## Füllung:

Hightechfaser oder EPS-Perlen toxproof® im Baumwollinlett

**Um eine gleichmäßige Verteilung der Füllung zu gewährleisten werden unsere Positionierungsrollen und -Kissen von Hand gefüllt.**




**PU-Nässevollschutz-Bezug \*FM-Silverprotect\***  
**Natürlicher, dauerhafter Schutz gegen MRSA und weitere hochgradig schädliche Bakterien auf Silberionenbasis (siehe extra Informationsblatt!)**

Bi-elastisch mit druckreduzierenden Eigenschaften, wisch/sprüh-desinfizierbar, bis 95°C waschbar, Tumbler geeignet bis 120°C, hoch atmungsaktiv, undurchlässig für Flüssigkeiten, beständig gegen Blut und Urin, Milben-, Bakterien- und Viren-dicht, verhindert Wachstum von Schimmelpilzen, PVC- und Latex-frei –besonders für Allergiker geeignet– flammhemmend ausgerüstet.

**Beachten Sie bitte unsere Tipps zur Handhabung, Reinigung und Pflege!**

## Zwirnjersey-Bezug:

100% Baumwolle, passgenau, samtweiche Oberfläche, 60 °C waschbar, trocknerfest. Farben nach Farbtherapie (royalblau, flieder, kiwigrün

 zitronengelb, terracotta)

**Abmessungen:** 80 x 20 cm

## Einsatzmöglichkeiten:

z. B. Nackenkissen, Sitzbremse, Arm- und Knielagerung, Positionsunterstützung

## Lagerungsbeispiele:

