

Unser Sortiment der Lagerungskissen

Bezüge für alle Kissenvarianten
in diesen Farben erhältlich.



Das Lagern und Positionieren von Pflegebedürftigen gehört zu den wichtigsten Aufgaben in der Alten- und Krankenpflege und ist unter anderem ein entscheidender Faktor in der effektiven Dekubitus-Prophylaxe. Mit unseren innovativen Produkten wollen wir Sie bei Ihrem professionellen Lagerungsmanagement bestmöglich unterstützen.

Positionierungs-/Lagerungsrollen

(Maße: 300 x 30 cm, 200 x 30 cm, 300 x 20 cm, 150 x 20 cm)

Einsatzmöglichkeiten: z. B. Körperumfassende Lagerung, 30° Lagerung, 135° Lagerung, Bobath-Lagerung, Positionsunterstützung, Mikrolagerung, Bettabgrenzung, Seitenschläferkissen.

Füllung: » Hightechfaser im Baumwollinlett mit PU-Nässeschutz-Bezug
 » EPS-Perlen toxproof® im Baumwollinlett mit PU-Nässeschutz-Bezug
 » Duo: Zweikammer-Baumwollinlett, im oberen Bereich mit Hightechfasern befüllt, im unteren mit EPS-Perlen toxproof® mit PU-Nässeschutz-Bezug



Positionierungskissen (Maße: 75 x 30 cm, 50 x 30 cm, 30 x 30 cm)

Einsatzmöglichkeiten: z. B. Positionsunterstützung, Mikropositionierung, Bobath-Lagerung.

Füllung: » Hightechfaser im Baumwollinlett mit PU-Nässeschutz-Bezug
 » EPS-Perlen toxproof® im Baumwollinlett mit PU-Nässeschutz-Bezug



Halbmond (Maße: 140 x 30 cm)

Einsatzmöglichkeiten: z. B. Seitenlagerung, Bobath-Lagerung, Positionsunterstützung, Mikrolagerung, Stillkissen.

Füllung: » Hightechfaser im Baumwollinlett mit PU-Nässeschutz-Bezug
 » Duo: Zweikammer-Baumwollinlett, im oberen Bereich mit Hightechfasern befüllt, im unteren mit EPS-Perlen toxproof® mit PU-Nässeschutz-Bezug



U-Kissen (Maße: 240 x 30 cm)

Einsatzmöglichkeiten: z. B. Körperumfassende Lagerung, Nestchen-Lagerung, sicheres und entspanntes Sitzen, Entlastung der Wirbelsäule.

Füllung: » Hightechfaser im Baumwollinlett mit PU-Nässeschutz-Bezug
 » EPS-Perlen toxproof® im Baumwollinlett mit PU-Nässeschutz-Bezug



Positionierungskissen Ergo (Maße: 60 x 30 cm)

Einsatzmöglichkeiten: z. B. Sitzbremse, Positionsunterstützung, Mikropositionierung.

Füllung: » Hightechfaser im Baumwollinlett mit PU-Nässeschutz-Bezug
 » EPS-Perlen toxproof® im Baumwollinlett mit PU-Nässeschutz-Bezug



Hörnchen (Maße: 80 x 20 cm)

Einsatzmöglichkeiten: z. B. Nackenkissen, Sitzbremse, Arm- und Knielagerung, Positionsunterstützung.

Füllung: » Hightechfaser im Baumwollinlett mit PU-Nässeschutz-Bezug
 » EPS-Perlen toxproof® im Baumwollinlett mit PU-Nässeschutz-Bezug



PU-Nässeschutz-Bezug „FM-Silverprotect“ (Vollschutzkassette) bi-elastisch mit druckreduzierenden Eigenschaften in verschiedenen Ausführungen ist bei allen Lagerungskissen serienmäßig. Unsere Lagerungskissen sind alle mit Zwirnjersey-Bezügen aus 100% Baumwolle, Farben nach Farbtherapie lieferbar.

Produktdetails, lieferbare Abmessungen, Farben und Ausführungen entnehmen Sie bitte den ausführlichen Produktbeschreibungen. Informationen zu den verwendeten Materialien und Handhabungstipps finden Sie unter www.fmcare.eu