



Positionierungskissen Ergo

Füllung:

Hightechfaser oder EPS-Perlen toxproof® im Baumwollinlett

Um eine gleichmäßige Verteilung der Füllung zu gewährleisten werden unsere Positionierungsrollen und -Kissen von Hand gefüllt.



PU-Nässevollschutz-Bezug *FM-Silverprotect*

Natürlicher, dauerhafter Schutz gegen MRSA und weitere hochgradig schädliche Bakterien auf Silberionenbasis (siehe extra Informationsblatt!)

Bi-elastisch mit druckreduzierenden Eigenschaften, wisch/sprüh-desinfizierbar, bis 95°C waschbar, Tumbler geeignet bis 120°C, hoch atmungsaktiv, undurchlässig für Flüssigkeiten, beständig gegen Blut und Urin, Milben-, Bakterien- und Viren-dicht, verhindert Wachstum von Schimmelpilzen, PVC- und Latex-frei –besonders für Allergiker geeignet– flammhemmend ausgerüstet.

Beachten Sie bitte unsere Tipps zur Handhabung, Reinigung und Pflege!

Zwirnjersey-Bezug:

100% Baumwolle, passgenau, samtweiche Oberfläche, 60 °C waschbar, trocknerfest. Farben nach Farbtherapie (royalblau, flieder, kiwigrün



zitronengelb, terracotta)

Abmessungen: 60 x 30 cm

Einsatzmöglichkeiten:

z. B. Sitzbremse, Positionsunterstützung, Mikropositionierung

Lagerungsbeispiele:

